


Germine RET mutasyonu pozitif ve normal tiroid muayenesi

- Preoperatif serum kalsiyum bak ¹
- MEN2B için 6 ay>yaş ve MEN2A ve FMTC için ≥3 yıl yaş ise serum kalsitonin bak
- Tüm MEN2B ve yaş>3-5 yıl tüm MEN2A ve FMTC hastalara ayrıntılı boyun US bak



ŞEKİL 1. Preklinik hastalığın başlangıç teşhis ve tedavisi

- ¹Dört gland rezeksiyonu ve heterotopik bölgeye otoplast ile veya subtotal paratiroidektomi ile hiperparatiroidizmi tedavi edin. Kriyoprezervasyon düşünün. MEN 2B'de ve RET kodon 634 ve 630 için mutasyon olanlarda için PHEO preoperatif taraması 8 yaşına kadar başlamalı, diğer RET mutasyonlarında ise 20 yaşına kadar başlamalıdır.
- ²Boyun US superior mediasteni, sentral ve lateral boyun kompartmanlarını içermelidir
- ³Rutin profilaktik düzey IV kompartman diseksiyonu yapmak için veriler yeterli değildir
- ⁴Rezekte edilen veya devaskülarize edilen paratiroid glandları, RET negatif, MEN 2B ve FMTC hastalarının boynuna otoplast olarak yerleştirilmeliyken MEN 2A hastalarında glandlar heterotopik bir bölgeye otoplast olarak konulmalıdır.